

SHAPE YOUR SHAPES

Il sistema **SHAPE YOUR SHAPES** implementa la sinergia del **MASSAGGIO ENDODERMICO MECCANICO AD IMPULSI, RADIOFREQUENZA E LASER ESTETICO**

L'azione si basa sulla sinergia della manipolazione meccanica indotta dalla aspirazione ad impulsi unitamente a quella dei rulli, quella del laser estetico sui tessuti superficiale e del **CALORE ENDOGENO** generato dalla radiofrequenza estetica per "effetto Joule" all'interno dei substrati di interesse



CARATTERISTICHE GENERALI	
Alimentazione	110÷230 V, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita	700 Watt
Classe di sicurezza elettrica	II BF
Grado di protezione IP	IP40
Protezione esterna	Fusibili di protezione: 2 x 8 A

RADIOFREQUENZA	
Potenza max in uscita RF	50 W @ 50 ohm
Frequenza di emissione RF	1000 kHz
Tipologia di emissione	Capacitiva intrinseca nell'apparecchio
Caratteristica di emissione	Bipolare
MASSAGGIO ASPIRANTE	
Pressione negativa max	80 KPa
Velocità rotazione dei rulli	0-36 giri/minuto
Area di trattamento	4mmX7mm, 8mmX25mm, 30mmX50mm, 40mmX60mm

SOFT LASER	
Classe sicurezza	Diodi LED = Gruppo Esente
Irradianza MAX	Diodo = 10 mW/cm ² @940 nm
Frequenza di emissione	PWM
DNRO	Non Applicabile
Indicatore di emissione	LED Rosso
INTERFACCIA SOFTWARE	
Display	10" colour touch
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni	Altezza 140cm, Larghezza 57cm, Profondità 67 cm

Life med  sistemi integrati per l'estetica

